精度管理一覧

2025年10月14日

	機器名/型式	メーカー名	定期点検 (外部点検)	備考			
中央放射線部管理機器							
	SOMATOM FORCE	シーメンスヘルスケア	1回/年				
		キャノンメディカル					
	Aquilion ONE GENESIS Edition TSX-305A/1I	システムズ	1回/3か月				
		(旧 東芝メディカル					
СТ		システムズ)					
		キャノンメディカル					
	Aquilion ONE/GS	システムズ	1回/3か月				
	TSX-301A/4A	(旧 東芝メディカル					
		システムズ)					
MRI	MAGNETOM Sola	シーメンスヘルスケア	1回/6か月	撮像範囲が広範囲の場合、外部委託			
	MAGNETOM Skyra	シーメンスヘルスケア	1回/6か月				
ガンマカメラ	Infinia GP3	GE	1回/4か月				
77 4 77 7	DISCOVERY NM630	GE	1回/6か月				
外部医療機関							
PET-CT	_	_	_	外部委託			
MRI	_	_	_	撮像範囲が広範囲の場合、外部委託			
中央内視鏡部管理機器							
内視鏡機器	多種のため記載なし	オリンパス他	1回/年	CEによる点検2回/年程度			
				CE及び検査実施者による使用前動作点検			

	機器名/型式	メーカー名	定期点検 (外部点検)	備考	
中央検査部管理機器			() I HI /III /V		
心電計	ECG-2550	日本光電	_	院内スタッフによる日常点検 2024年9月に新規購入(精度点検機能あり) 2025年3月より院内スタッフによる年1回の機器間差実施	
	EPIC CVX	フィリップス	_	院内スタッフによる日常点検のみ	
心エコー	VividE95 ※2025年7月に新規購入	GE横河	_		
	EPIQ7	フィリップス	_		
	LISENDO 880	日立	_		
腹部エコー	多種のため記載なし		_	院内スタッフによる日常点検のみ	
スパイロ機器	CHESTAC-8900	チェスト	_	院内スタッフによる日常点検のみ	
血液ガス測定装置	ABL825	ラジオメーター	1回/6か月		
	ユニバーサル冷却遠心機5930	久保田商事	1回/年		
述心力 ht/成	テーブルトップ遠心機4000	久保田商事	1回/年	冷却なし	
検体保管冷蔵庫用 温度計	冷蔵庫用電子温度計 PC-3300	SATO	*	最高最低温度の記録:目視点検1回/営業日	
検体冷凍庫用温度計 (-20°C、-40°C)	冷蔵庫用電子温度計 PC-3300	SATO	*	最高最低温度の記録:目視点検1回/営業日	
検体冷凍庫用温度計 (-80°C)	データロガー KT-155F/EX	藤田電機	_	校正日より1年以内に更新 温度記録:温度ロガー及び冷凍庫本体の温度表示の目視点 検(1回/営業日)	
	温度記録計 TR-55i-Pt/TR-8220	ティアンドデイ	1回/年	校正日より1年以内に外部校正 温度記録:温度ロガー及び冷凍庫本体の温度表示の目視点 検(1回/営業日)	
	※ 外部点検(1回/年)を行った標準温度計を基に院内スタッフが校正				
身長・体重計	全自動身長体重計 AD6228A	エー・アンド・デイ	1回/2年	2023年度まではメーカー点検 2024年度から市町村の計量器定期点検に切り替え	

	機器名/型式	メーカー名	定期点検 (外部点検)	備考		
臨床研究センター管理機器						
体重計	業務用デジタル体重計 WB-260A	タニタ	1回/2年	市町村の計量器定期点検		
血圧計	電子血圧計 H56(型式ES-H56)	テルモ	_	耐用期間内に更新		
	上腕血圧計 HCR-7107	オムロン	_	使用者による始業点検		
体温計	電子体温計 C207	テルモ	_	耐用期間内に更新		
				使用者による始業点検		
パルスオキシメーター	HPO-1601	フクダ電子	_	耐用期間内に更新		
ハルスオキンメーダー	マツヨシパルスオキシメータDX	コニカミノルタ	_	使用者による始業点検		
治験薬保管用温度計 (1~30°C)	ワイヤレスデータロガー RTR501BL	ティアンドデイ	1回/年	校正日より1年以内に外部校正 温度記録:温度ロガー及び温度表示の目視点検(1回/営業 日)		
治験薬保管用温度計 (15~25°C)	ワイヤレスデータロガー RTR501BL	ティアンドデイ	1回/年	校正日より1年以内に外部校正 温度記録:温度ロガー及び温度表示の目視点検(1回/営業 日)		
治験薬保管用温度計 (2~8°C)	ワイヤレスデータロガー RTR501BL	ティアンドデイ	1回/年	校正日より1年以内に外部校正 温度記録:温度ロガー及び温度表示の目視点検(1回/営業 日)		
治験薬保管用温度計 (-80°C)	ワイヤレスデータロガー RTR501BL/TR-8210	ティアンドデイ	1回/年	校正日より1年以内に外部校正 温度記録:温度ロガー及び温度表示の目視点検(1回/営業 日)		
病院管理機器	,			,		
輸液ポンプ	TE-LM830A	テルモ	1回/年	当院臨床工学センターにて、院内の全ての機器を順次実施		
シリンジポンプ	TE-SS830N	テルモ	1回/年			