

精度管理記録

2023年4月1日

	機器名/型式	メーカー名	定期点検 (外部点検)	備考
中央放射線部管理機器				
CT	SOMATOM FORCE	シーメンスヘルスケア	1回/年	
	TSX-305A/1I	キャノン	1回/3か月	
	TSX-305A/4A	キャノン	1回/3か月	
MRI	MAGNETOM Sola	シーメンスヘルスケア	1回/6か月	広範囲の場合は外部委託
ガンマカメラ	Infinia GP3	GE	1回/4か月	
外部医療機関				
PET-CT	—	—	—	外部委託
中央内視鏡部管理機器				
内視鏡機器	多種のため記載なし	オリンパス他	1回/年	CEによる点検2回/年程度 CE及び検査実施者による使用前動作点検
中央検査部管理機器				
心電計	ECG-2550	日本光電	1回/年	院内スタッフによる日常点検
心エコー	EPIC CVX	フィリップス	—	院内スタッフによる日常点検のみ
	VividE9	GE横河	—	
	EPIQ7	フィリップス	—	
	LISENDO 880	日立	—	
腹部エコー	多種のため記載なし		—	院内スタッフによる日常点検のみ
スパイロ機器	CHESTAC-8900	チェスト	—	院内スタッフによる日常点検のみ
血液ガス測定装置	ABL825	ラジオメーター	1回/6か月	
遠心分離機	ユニバーサル冷却遠心機5930	久保田商事	1回/年	
	テーブルトップ遠心機4000	久保田商事	1回/年	冷却なし

	機器名/型式	メーカー名	定期点検 (外部点検)	備考
検体保管冷蔵庫用 温度計	冷蔵庫用電子温度計 PC-3300	SATO	※	最高最低温度の記録：目視点検1回/営業日
検体冷凍庫用温度計 (-20℃、-40℃)	冷蔵庫用電子温度計 PC-3300	SATO	※	最高最低温度の記録：目視点検1回/営業日
検体冷凍庫用温度計 (-80℃)	データロガー KT-155F/EX	藤田電機	—	校正日より1年以内に更新 温度記録：温度ロガー及び冷凍庫本体の温度表示の目視点 検（1回/営業日）
※ 外部点検（1回/年）を行った標準温度計を基に院内スタッフが校正				
身長・体重計	全自動身長体重計 AD6228A	エー・アンド・デイ	1回/2年	
臨床研究センター管理機器				
体重計	業務用デジタル体重計 WB-260A	タニタ	1回/2年	
血压計	電子血压計 H56(型式ES-H56)	テルモ	—	耐用期間内に更新
	上腕血压計 HCR-7107	オムロン	—	使用者による始業点検
体温計	電子体温計 C205	テルモ	—	耐用期間内に更新 使用者による始業点検
パルスオキシメーター	HPO-1601	フクダ電子	—	耐用期間内に更新
	PULSOX-Lite	コニカミノルタ	—	使用者による始業点検
病院管理機器				
輸液ポンプ	TE-LM830A	テルモ	1回/年	当院臨床工学センターにて、院内の全ての機器を順次実施
シリンジポンプ	TE-SS830N	テルモ	1回/年	